



GINECOLOGÍA • UROLOGÍA • LAPAROSCOPIA • COLUMNA VERTEBRAL • ORTOPEDIA • ROBÓTICA

Catálogo de productos

Acerca de Kyra Medical



Kyra Medical es un fabricante médico de productos innovadores de posicionamiento de pacientes para el quirófano.

Kyra produce la nueva generación de estribos de litotomía, desechables, brazaletes y posicionadores de columna vertebral centrados en el control de infecciones, la reducción de la contaminación cruzada y la seguridad para el personal de quirófano y el paciente moderno de hoy en día.

Los estribos de color púrpura de KYRA son reconocidos por sus correas sin tejido y su ajuste para los pacientes con mayor IMC de hoy en día y la eliminación de los puntos de pellizco que se encuentran en otros productos. Los productos de KYRA están diseñados para ser reparados in situ por su departamento de Biomed, de modo que el tiempo de inactividad se reduce en gran medida frente al envío de artículos fuera de las instalaciones para reparaciones largas y costosas.

Información de pedidos

Estados Unidos

Teléfono gratuito 1-888-611-KYRA (5972)
Teléfono 1-508-936-3550
Fax 1-617-977-KYRA (5972)
Correo electrónico customers@kyramedical.com

Fuera de Estados Unidos

Teléfono 1-508-936-3550
Fax 1-617-977-KYRA (5972)
Correo electrónico customers@kyramedical.com

Kyra Medical, 102 Otis Street, Northborough, MA 01532
kyramedical.com

Los productos KYRA se diseñan y fabrican cerca de Boston, Massachusetts



Índice de contenidos

04 Estribos/soportes para las piernas

05 Estribos KYRA® Comfort™

06 Estribos KYRA® Clean™

07 Estribos KYRA® 400

07 Estribos KYRA® 250

08 Portapiernas

09 Abrazaderas

09 Abrazaderas de estribo - Hoja

09 Abrazaderas de accesorios - Redondas y Rectangulares

10 Accesorios generales

11 Soportes de brazos y almohadillas

12 Posicionamiento del paciente

14 Urología

15 Posicionadores de brazos

21 Soportes de transferencia de pacientes

17 Columna vertebral

17 Estructura de columna vertebral KYRA® Curve™

19 Desechables

20 Ortopedia

20 Portapiernas

20 Desechables



22 Índice

El estribo Purple™

El nuevo estándar en el posicionamiento de la litotomía.



BOTAS DE TAMAÑO ADECUADO A LA ANATOMÍA ACTUAL DE LOS PACIENTES MÁS GRANDES



CORREAS DE SILICONA FÁCILES DE LIMPIAR Y DURADERAS

Eliminar las correas de gancho y bucle

Las correas de silicona de grado médico son fáciles de limpiar y se encajan de forma segura.

Material resistente y flexible que no se desgarran

Probado durante más de 27.000 ciclos

Bota más grande y más acolchada para los pacientes actuales

Se ajusta a las piernas del paciente dentro de las botas, no encima de la bota

Sin bordes de plástico duro expuestos Aleta lateral flexible

La varilla curvada proporciona más amplitud de movimiento y espacio de trabajo

El exclusivo diseño, pendiente de patente, proporciona una amplitud de movimiento de litotomía 22° mayor que la de los estribos tradicionales.

Rango de Litotomía: +85° a -55°, Rango de abducción: +25° a -9°, Ángulo de rotación de la bota: +/-25°

Excelente para la cirugía robótica

Las botas se orientan lejos de los brazos robóticos

El diseño protege el resorte de gas para una mayor vida útil

Todos los estribos KYRA® proporcionan un acceso inmejorable al sitio pélvico, un mayor tamaño de la bota y un mejor control de las infecciones.

La familia de estribos KYRA® Comfort™

Estribos KYRA Comfort 350

KYRA3000/KYRA3100

Capacidad de peso del paciente: 350 libras. (159 kg)

Peso del estribo: 13,2 libras. (6 kg)

QUÉ SE INCLUYE



KYRA3000
Estribos Comfort 350 con
correas de gancho y bucle
1 par incluido

O



KYRA3100
Estribos Comfort 350 con
correas Secure-Lok™
1 par incluido

LO QUE SE NECESITA



KYRA4100
Abrazadera* Secure-
Release™
2 Requerido

LO QUE ES OPCIONAL



KYRA1000
Carro de estribos Purple



Estribos KYRA Comfort

KYRA5000/KYRA5100

Capacidad de peso del paciente: 500 libras. (227 kg)

Peso del estribo: 14,6 libras. (6.6 kg)

QUÉ SE INCLUYE



KYRA5000
Estribos Comfort 500 con
correas de gancho y bucle
1 par incluido

O



KYRA5100
Estribos Comfort 500 con
correas Secure-Lok™
1 par incluido

LO QUE SE NECESITA



KYRA4100
Abrazadera* Secure-
Release™
2 Requerido

LO QUE ES OPCIONAL



KYRA1000
Carro de estribos Purple



Estribos KYRA Comfort 800

KYRA8100

Capacidad de peso del paciente: 800 libras. (363 kg)

Peso del estribo: 14,6 libras. (6.6 kg)

QUÉ SE INCLUYE



KYRA8100
Estribos Comfort 800 con
correas Secure-Lok™
1 par incluido

LO QUE SE NECESITA



KYRA4100
Abrazadera* Secure-
Release™
2 Requerido

LO QUE ES OPCIONAL



KYRA1000
Carro de estribos Purple



¿Cansado de perder abrazaderas?

Pregunte a su representante de KYRA por nuestros estribos con abrazaderas integradas.

*Especifique el tipo de raíl: US, EU, UK, JP, DEN. Véase la página 9.

Productos cubiertos por una o más patentes emitidas o pendientes, incluyendo: Pat. US 11.020.303, Pat. US 10,952,914, Pat. US 10.869.801, Pat. US 11.013.652.

Un estribo sin tejido para mejorar el control de las infecciones.



Estribos KYRA Clean™
KYRA3200/KYRA5200

El estribo KYRA Clean es un innovador estribo con aletas diseñado para reducir la contaminación cruzada. Un diseño sin telas y un juego de almohadillas único que consiste en una espuma reductora de presión de primera calidad con un revestimiento antimicrobiano para una limpieza sin fisuras. Juego de almohadillas incluido. Se venden por pares.

350 Capacidad de peso del paciente: 350 libras. (159 kg)

350 Peso del estribo: 13,2 libras. (5,9 kg)

500 Capacidad de peso del paciente: 500 libras. (227 kg)

500 Peso del estribo: 14,4 libras. (6.5 kg)



ALMOHADILLAS IMPERMEABLES SIN COSTURAS FÁCILES DE LIMPIAR



ESPUMA REDUCTORA DE PRESIÓN PREMIUM



CORREAS DE SILICONA DURADERAS

QUÉ SE INCLUYE



KYRA3200
Estribos transparentes 350 con correas Secure-Lok™
1 par incluido

o



KYRA5200
Estribos Clean 500 con correas Secure-Lok™
1 par incluido

LO QUE SE NECESITA



KYRA4100
Abrazadera* Secure-Release™
2 Requerido

LO QUE ES OPCIONAL



KYRA1000
Carro de estribos Purple

*Especifique el tipo de carril: US, EU, UK, JP, DEN. Véase la página 9.

Productos cubiertos por una o más patentes emitidas o pendientes, incluyendo: Pat. US 11.020.303, Pat. US 10,952,914, Pat. US 10.869.801, Pat. US 11.013.652.

Estribos KYRA 400

KYRA7100

El estribo KYRA 400 está diseñado para los clientes que prefieren una bota sin aletas. Estribo clásico con actualizaciones para la cirugía robótica. Los estribos KYRA 400 pueden soportar pacientes de hasta 400 libras. (181 kg) de capacidad de peso. Cuenta con un amortiguador de gas de acero inoxidable de primera calidad y una bota con ¾" de acolchado de apoyo. Correas de silicona duraderas y fáciles de limpiar. Incluye almohadillas. Se venden por pares.

Capacidad de peso del paciente: 400 libras. (181 kg)

Peso del estribo: 12,2 libras. (5,5 kg)



QUÉ SE INCLUYE



KYRA7100
Estribos KYRA 400 con
correas Secure-Lok
1 par incluido

LO QUE SE NECESITA




KYRA4100
Abrazadera* Secure-
Release™
2 Requerido

LO QUE ES OPCIONAL



KYRA1000
Carro de estribos Purple



Estribos KYRA 250

KYRA7810

Un estribo junior diseñado para pacientes de 6 a 12 años, pero también eficaz en adultos más pequeños/ligeros que pesan hasta 250 libras. La bota sin aletas tiene ¾" de acolchado de apoyo y un tobillo más grande para un ajuste más seguro. Correas de silicona duraderas y fáciles de limpiar. Incluye almohadillas. Se venden por pares.

Capacidad de peso del paciente: 250 libras. (113 kg)

Peso del estribo: 10,2 libras. (4.6 kg)

QUÉ SE INCLUYE



KYRA7810
Estribos KYRA 250 con
correas Secure-Lok
1 par incluido

LO QUE SE NECESITA



KYRA4100
Abrazadera* Secure-
Release™
2 Requerido

LO QUE ES OPCIONAL



KYRA1000
Carro de estribos Purple

*Especifique el tipo de raíl: US, EU, UK, JP, DEN. Véase la página 9.
Productos cubiertos por una o más patentes emitidas o pendientes, incluyendo: Pat. US 11.020.303, Pat. US 10.952.914, Pat. US 10.869.801, Pat. US 11.013.652.



Muleta de rodilla, ayuda a la elevación

KYRA7305

Diseñada con un innovador muelle de gas, la muleta de rodilla utiliza la asistencia de elevación para facilitar el posicionamiento de la litotomía. Incluye almohadillas. Se venden por pares.

Capacidad de peso del paciente: 500 libras. (227 kg)

Peso del dispositivo: 4,6 kg (9,6 lbs)

QUÉ SE INCLUYE




KYRA7305
Muleta de rodilla, ayuda a la elevación
1 par incluido

LO QUE SE NECESITA



KYRA4100
Abrazadera* Secure-Release™
2 Requerido



Muletas de rodilla, Goepel

KYRA7300

La muleta de rodilla se utiliza para el posicionamiento de litotomía durante procedimientos de urología, laparoscopia, cistoscopia y ginecología. Incluye almohadillas. Se venden por pares.

Capacidad de peso del paciente: 500 libras. (227 kg)

Peso del dispositivo: 6,6 libras. (3.0 kg)

QUÉ SE INCLUYE



KYRA7300
Muletas de rodilla, Goepel
1 par incluido

LO QUE SE NECESITA



KYRA4800
Abrazadera de poste redondo*
2 Requerido



Estribos simples

KYRA7860

Bota de estribo sin aletas de tamaño adecuado para los pacientes actuales, mecanismo de funcionamiento sencillo. Almohadilla incluida. Se venden por pares.

Capacidad de peso del paciente: 600 libras. (272 kg)

QUÉ SE INCLUYE



KYRA7860
Estribos simples
1 par incluido

LO QUE SE NECESITA



KYRA4800
Abrazadera de poste redondo*
2 Requerido

*Especifique el tipo de raíl: US, EU, UK, JP, DEN. Véase la página 9.

Productos cubiertos por una o más patentes emitidas o pendientes, incluyendo: Pat. US 10,952,914.

Abrazaderas de estribo - Hoja



Abrazadera Secure-Release™

KYRA4100

Se monta y se bloquea en cualquier lugar del carril estándar de la mesa de operaciones. Evita el falso enganche del carril. El pulsador libera la pinza de forma segura. Autoclavable.

Especifique el tipo de raíl

EE.UU.	KYRA4100	REINO UNIDO	KYRA4300	JP	KYRA4500
EU	KYRA4200	DY	KYRA4400		



Seleccione la abrazadera de la hoja

KYRA4600

Diseño totalmente metálico, la pinza autoclavable se monta y se bloquea en cualquier lugar del carril de la mesa de operaciones estándar. Bloqueo a presión para encajar en la barandilla lateral en cualquier posición. Autoclavable.

Especifique el tipo de raíl

EE.UU.	KYRA4600	UK/JP	KYRA4620
EU	KYRA4610		



Abrazadera de hoja simple

KYRA4700

Se monta y se bloquea en cualquier lugar de los extremos de los raíles de la mesa quirúrgica estándar o en las muescas de los raíles. Una solución rentable.

Especifique el tipo de raíl

EE.UU.	KYRA4700	UE/REINO UNIDO	KYRA4710
EU	KYRA4730	JP	KYRA4740

Abrazadera accesoria - Redonda y Rectangular



Abrazadera de poste redondo

KYRA4800

Se monta y se bloquea en cualquier lugar del carril estándar de la mesa de operaciones. Acepta postes redondos de hasta 1,8 cm (6875") y postes rectangulares de 2,5 cm x 6 cm (1 x 0,25"). Autoclavable.

Especifique el tipo de raíl

EE.UU.	KYRA4800	REINO UNIDO	KYRA4820	JP	KYRA4840
EU	KYRA4810	DY	KYRA4830		



Cubre botas de estribo KYRA Single™

KYRA8149 (paquete de 10)

Control de infecciones para sus estribos. Un desechable de un solo uso, no estéril, que encapsula el pie del paciente para ayudar a prevenir la contaminación cruzada cuando se utilizan los estribos y puede disminuir el tiempo de cambio de habitación. Se adapta a los estribos de la marca Yellow y Purple.

Especifique el tipo de bota

Estribos Yellofins® KYRA8198

Estribos Purple KYRA8149



Estribos no incluidos

El carro de estribos púrpura

KYRA1000

Fácil de empujar/tirar con asas ergonómicas. El carro mantiene los estribos asegurados durante el transporte para evitar daños. Compartimento para guardar las abrazaderas. Las ruedas de bloqueo evitan que el carro ruede.

Altura del carro: 40,75" (103,5 cm)

Ancho de la base: 21,625" x 21,625" (54,93 cm x 54,93 cm)

Peso del carro: 35,5 libras. (16.1 kg)



Correa de seguridad para el paciente, mediana

KYRA2601

La correa de seguridad acolchada de gel sujeta firmemente el torso o las piernas del paciente. Se fija a la barandilla lateral de forma rápida y segura. Compatible con todas las mesas quirúrgicas y extensiones de mesa con rieles laterales.

Sección central de la almohadilla: 1,3 cm x 12,7 cm x 46 cm (5" x 5" x 18")

Las correas son ajustables de 61 cm a 203 cm (24" a 80")

*Especifique el tipo de raíl: US, EU, UK, JP, DEN. Véase la página 9.

Productos cubiertos por una o más patentes emitidas o pendientes, incluyendo: Pat. D 919,103.



Soporte de mando KYRA

KYRA2000

La abrazadera integrada se bloquea en el carril en cualquier posición. Diseñado para evitar la entrada de líquidos. Material radiotransparente y ultraduradero. Elimina los riesgos de rozamiento y pellizco de los engranajes. Ajustable con una sola mano. La almohadilla no está incluida.

Dimensiones: 26" x 5,5" (66 cm x 14 cm)

Peso del brazaletes: 4.0 lbs. (1.8 kg)

Capacidad de peso del paciente: 500 libras. (227 kg)

Especifique el tipo de rail

EE.UU.	KYRA2000	REINO UNIDO	KYRA2006	JP	KYRA2008
EU	KYRA2005	DY	KYRA2007		



Almohadilla Soporte de Brazo KYRA Comfort™

Almohadillas tradicionales con espuma suave para aliviar la presión. Disponible en varios grosores. Se adapta a los soportes de brazo de 26" x 5,5" (66 cm x 14 cm). Incluye 2 correas de brazo blandas.

Peso de la almohadilla estándar:

.8 lbs. (.36 kg) para KYRA2009/2010

.9 lbs. (.41 kg) para KYRA2015/2016

Especifique el tamaño de la almohadilla

1" (2,5 cm)	KYRA2009	2" (5 cm)	KYRA2010
3" (7,6 cm)	KYRA2015	4" (10 cm)	KYRA2016

Correas de repuesto para el brazaletes, blandas

KYRA8310 (paquete de 12)



Almohadilla de brazaletes KYRA

La correa integrada encapsula el brazo de forma segura. Disponible en varios grosores. Se adapta a los soportes de brazo de 26" x 5,5" (66 cm x 14 cm).

Zona acolchada en forma de almeja: 10" (25,4 cm)

Peso de la almohadilla en forma de almeja:

0,43 kg para KYRA2050/2051

1.0 lbs. (.45 kg) para KYRA2052/2053

Especifique el tamaño de la almohadilla

1" (2,5 cm)	KYRA2050	2" (5 cm)	KYRA2051
3" (7,6 cm)	KYRA2052	4" (10 cm)	KYRA2053



Correas de Nissen, estándar

KYRA2603

Se utiliza para evitar el deslizamiento del paciente durante el posicionamiento de Trendelenburg inverso. Se monta en cualquier carril estándar del quirófano.

Capacidad de peso del paciente: 500 libras. (227 kg)

QUÉ SE INCLUYE



KYRA2603
Correas de Nissen, estándar
1 par incluido

LO QUE SE NECESITA



KYRA4700
Abrazadera simple de Balde*
2 Requerido



Correas de Nissen, bariátricas

KYRA2602

Capacidad de peso del paciente: 800 libras. (363 kg)

QUÉ SE INCLUYE




KYRA2602
Correas de Nissen,
bariátricas
1 par incluido

LO QUE SE NECESITA



KYRA4700
Abrazadera simple de Balde*
4 Requerido



Soportes secundarios para los hombros

KYRA2340

Diseñado para proporcionar un soporte sin contacto para el posicionamiento extremo de Trendelenburg. Ajuste giratorio flexible para un posicionamiento óptimo. Incluye almohadillas. Se venden por pares.

Capacidad de peso del paciente: 600 libras. (272 kg)

QUÉ SE INCLUYE



KYRA2340
Soportes para los hombros
1 par incluido

LO QUE SE NECESITA



KYRA4800
Abrazadera de poste redondo*
2 Requerido

*Especifique el tipo de raíl: US, EU, UK, JP, DEN. Véase la página 9.
Productos cubiertos por una o más patentes emitidas o pendientes.



POSICIONADOR LATERAL RECTANGULAR



POSICIONADOR LATERAL CIRCULAR

Juego de posicionamiento lateral

KYRA9100K

Posicionamiento seguro y cómodo para procedimientos que requieren una estabilidad lateral total. Totalmente ajustable a cualquier ángulo. Los cabezales giratorios se adaptan a los contornos anatómicos del paciente y pueden bloquearse de forma segura para un posicionamiento preciso. No se necesitan desechables. El juego de 3 piezas incluye 2 posicionadores rectangulares y 1 circular.

Capacidad de peso del paciente: 600 libras. (272 kg)

QUÉ SE INCLUYE		+		LO QUE SE NECESITA	
	KYRA9120 Posicionador lateral, rectangular 2 Incluido		KYRA9110 Posicionador lateral, circular 1 Incluido		KYRA4800 Abrazadera de poste redondo* 3 Requerido

*Especifique el tipo de raíl: US, EU, UK, JP, DEN. Véase la página 9.
 Productos cubiertos por una o más patentes emitidas o pendientes.



Bolsas de Drenaje Uro

KYRA8410 (10/box)

Recipiente de recogida grande, desechable y no estéril.



Cinta de sujeción, kit para EE.UU.

KYRA8400K

Banda flexible utilizada para sostener las bolsas de drenaje Uro, reutilizable.

Incluye 2 abrazaderas KYRA4700 para carril de EE.UU.

QUÉ SE INCLUYE



KYRA8400
Banda de sujeción
1 Incluido

+



KYRA4700
Abrazadera simple de Balde
2 Incluido para carril de EE.UU.



Banda de sujeción, kit UE

KYRA8401K

Banda flexible utilizada para sostener las bolsas de drenaje Uro, reutilizable.

Incluye 2 abrazaderas KYRA4710 para carril UE.

QUÉ SE INCLUYE



KYRA8400
Banda de sujeción
1 Incluido

+



KYRA4700
Abrazadera simple de Balde
2 Incluido para el carril de UE



Soporte de Brazo KYRA, giratorio, grande

KYRA2300

Permite un posicionamiento eficaz de los brazos para ayudar a prevenir posibles lesiones del paciente. El reposamanos está diseñado para que el cirujano pueda colocar la mano del paciente en la orientación deseada. Almohadilla incluida.

Peso del brazaletes: 6,1 libras. (2.8 kg)

Tamaño del poste del soporte del brazo: 18,2" x 12,5" x 5/8" (46,2 cm x 31,7 cm x 1,6 cm)

QUÉ SE INCLUYE



KYRA2300
Soporte de brazos, giratorio
1 Incluido

LO QUE SE NECESITA



KYRA4800
Abrazadera de poste redondo*
1 Necesario



Soporte de Brazo KYRA, giratorio, pequeño

KYRA2304

Permite un posicionamiento eficaz de los brazos para ayudar a prevenir posibles lesiones del paciente. El reposamanos está diseñado para que el cirujano pueda colocar la mano del paciente en la orientación deseada. Almohadilla incluida.

Peso del brazaletes: 6.0 lbs. (2.7 kg)

Tamaño del poste del soporte del brazo: 16" x 6,5" x 5/8" (40,6 cm x 16,5 cm x 1,6 cm)

QUÉ SE INCLUYE



KYRA2304
Soporte de brazos, giratorio
1 Incluido

LO QUE SE NECESITA



KYRA4800
Abrazadera de poste redondo*
1 Necesario



Extensor de carril lateral


KYRA2305

Extiende un carril de soporte de los Estados Unidos en: 6" (15,2 cm)

Abrazadera incluida.

Capacidad de peso del paciente: 800 libras. (363 kg)

*Especifique el tipo de riel: US, EU, UK, JP, DEN. Véase la página 9. Productos cubiertos por una o más patentes emitidas o pendientes.




Extensión de la anchura de la mesa

KYRA2320

Amplía de forma segura la anchura de la mesa de quirófano en 10 cm x 50,8 cm, con barra lateral. La almohadilla no está incluida. Sólo en el carril de Estados Unidos.

Capacidad de peso del paciente: 800 libras. (363 kg)

QUÉ SE INCLUYE



KYRA2320
Extensión de la anchura de la mesa
1 Incluido

LO QUE SE NECESITA



KYRA2321
Almohadilla de ampliación de la anchura de la mesa 5 cm
1 Necesario



Escudo de protección del brazo

KYRA2330

Apoya con seguridad los brazos de los pacientes, de bajo perfil.

Almohadilla incluida.



Pantalla de anestesia flexible

KYRA2501

QUÉ SE INCLUYE



KYRA2501
Pantalla de anestesia flexible
1 Incluido

LO QUE SE NECESITA



KYRA4800
Abrazadera de poste redondo*
2 Requerido

*Especifique el tipo de riel: US, EU, UK, JP, DEN. Véase la página 9.

KYRA® Spine

Radioluciente. Correas limpias. 600 libras. Capacidad.



- ALMOHADILLAS DE GEL INTEGRADAS
- PERMITE UN MAYOR ESPACIO EN EL ABDOMEN



- CORREAS DE SILICONA DURADERAS
- SIN GANCHO Y BUCLE

Sistema de estructura de columna vertebral KYRA Curve™ KYRA9000K

Proporciona una plataforma estable para las cirugías de la columna vertebral, incluyendo laminectomías, descompresiones y cirugía de disco. Ajustable intraoperativamente a la altura deseada para obtener una exposición óptima del sitio quirúrgico. Compatible con el arco en C.


Se adapta a los raíles de las mesas de columna y a los soportes de las mesas. Las correas de silicona únicas proporcionan una mejor limpieza frente a las correas de gancho y bucle. Juego de almohadillas incluido.

Capacidad de peso del paciente: 600 libras. (272 kg)

Peso del dispositivo: 31,4 libras. (14,24 kg)

QUÉ SE INCLUYE		+		+		LO QUE ES OPCIONAL	
	<p>KYRA9000 Estructura de columna vertebral curve 1 Incluido</p>		<p>KYRA9010 Manivela curva 1 Incluido</p>		<p>KYRA1100 Carro con estructura de colona vertebral curve 1 Incluido</p>		<p>KYRA9020 Estructura de columna vertebral curve Juego de cubiertas confort</p>

Productos cubiertos por una o más patentes emitidas o pendientes.



Juego de cubiertas KYRA Curve Comfort

KYRA9020 (paquete de 6)

Paquete desechable para usar con estructura de columna vertebral KYRA Curve.

Incluye fundas de espuma cosmética, bloque de cabeza y cojines para los brazos.



Juego de cubiertas estándar KYRA Curve

KYRA9021 (paquete de 6)

Paquete desechable para usar con estructura de columna vertebral KYRA Curve. Incluye fundas de espuma estándar, bloque de cabeza y cojines para los brazos.



Bloque de cabeza KYRA

KYRA9022 (paquete de 6)

Proporciona apoyo, estabilidad, elevación y alineación segura de la cabeza y el cuello.



Almohadillas de repuesto para la estructura de columna vertebral KYRACurve

KYRA6450-P

Par de almohadillas de repuesto para la estructura de la columna vertebral Curve.

No se necesitan herramientas especiales para quitar o poner las almohadillas.



Manivela KYRA Curve

KYRA9010

Asa de rotación para la estructura de columna vertebral Curve para crear lordosis. Marcado con láser y con ventana para ayudar a garantizar una conexión positiva con la estructura de columna vertebral Curve.



Carro de columna vertebral KYRA curve

KYRA1100

Fácil de empujar/tirar con asas ergonómicas. El carro mantiene la estructura de columna vertebral KYRA Curve asegurada durante el transporte para evitar daños. Ruedas de bloqueo.

Altura del carro: 40,75" (103,5 cm)

Ancho de la base: 21,625" x 21,625" (54,93 cm x 54,93 cm)

Peso del carro: 35,5 libras. (16.1 kg)



Portapiernas artroscópico

KYRA9200

Portapiernas artroscópico con almohadillas antimicrobianas diseñado para el correcto posicionamiento del paciente en la cirugía de rodilla. Sujeta la pierna de hasta 89 cm de circunferencia. No disponible en los países de la CE.

QUÉ SE INCLUYE



KYRA9200
Portapiernas artroscópico
1 Incluido

+



KYRA8501
Almohadilla desechable
1 Incluido

LO QUE SE NECESITA



KYRA4800
Abrazadera de poste redondo*
1 Necesario



Almohadilla desechable para soporte de pierna artroscópica

KYRA8501 (paquete de 12)

Desechable no estéril para proteger la piel. Para utilizar con el portapiernas artroscópico. No disponible en los países de la CE.



Soporte de la pata del pozo

KYRA9205

La bota de estribo KYRA sostiene y articula de forma segura la pierna no operada fuera del espacio de trabajo. Fácil de montar y posicionar. Almohadilla incluida.

Capacidad de peso del paciente: 600 libras. (272 kg)

Peso del dispositivo: 6,9 libras. (3.1 kg)

QUÉ SE INCLUYE



KYRA9205
Soporte de la pata del pozo
1 Incluido

LO QUE SE NECESITA



KYRA4800
Abrazadera de poste redondo*
1 Necesario

*Especifique el tipo de rail: US, EU, UK, JP, DEN. Véase la página 9.

Soportes de transferencia de pacientes

Los soportes de traslado de pacientes están diseñados para ayudar al personal del hospital a trasladar a los pacientes de un lugar a otro.

3 tamaños disponibles. No disponible en los países de la CE.

- Sin rodillo
- Anti-fungal
- Sin metal para el uso de la resonancia magnética
- Antiestático
- Sin látex
- Antibacteriano
- Retardante de la llama



Tabla larga y ancha

KYRA2401

Tamaño del soporte: 48" x 20" (120 cm x 50 cm)

Peso del soporte: 3.3 lbs. (1.5 kg)



Soporte corto y estrecho

KYRA2403

Tamaño del soporte: 40" x 16" (100 cm x 40 cm)

Peso del soporte: 2,7 libras. (1.3 kg)



Tabla corta y ancha

KYRA2404

Tamaño del soporte: 40" x 20" (100 cm x 50 cm)

Peso del soporte: 3.3 lbs. (1.5 kg)

Índice

Soportes de brazos

Soporte de mando KYRA	11
Soporte de brazos, giratorio, grande	15
Soporte de brazos, giratorio, pequeño	15
Almohadilla para el soporte de brazo Comfort	11
Almohadilla de soporte de brazo	11

Abrazaderas

Abrazadera de liberación segura	09
Seleccione la abrazadera de la hoja	09
Abrazadera de hoja simple	09
Abrazadera de carril de poste redondo	09

Traslado de pacientes

Soporte de transferencia premium, largo y ancho	21
Soporte de transferencia Premium, corto y ancho	21
Soporte de transferencia Premium, corto y estrecho	21

Accesorios de mesa

Pantalla de Anestesia, Flexible	16
Escudo de protección del brazo	16
Juego de posicionamiento lateral	13
Posicionador Lateral, Rectángulo	13
Posicionador lateral, circular	13
Correas de Nissen, bariátricas	12
Correas de Nissen, estándar	12
Correa de seguridad para el paciente, mediana	10
Soportes secundarios para los hombros	12
Extensor de carril lateral	15
Extensión de la anchura de la mesa	16

Ortopedia

Soporte de la pata del pozo	20
Portapiernas artroscópico	20
Almohadilla desechable para el portapiernas Arthro	20

Columna vertebral

Estructura de columna vertebral KYRA Curve	17
Manivela	19
Carro con estructura de columna vertebral curve	19
Almohadillas de repuesto, KYRA Curve Spine	19
Cubiertas Curve Comfort, desechables	18
Cubiertas estándar de curvas, desechables	18
Bloque de cabeza, desechable	18

Urología

Banda de sujeción para bolsas de drenaje Uro, E.E.U.U.	14
Banda de sujeción para bolsas de drenaje Uro, EU	14
Bolsas de drenaje Uro (10/caja)	14

Estribos/soportes para las piernas

Estribos KYRA Comfort	05
Estribos KYRA Clean	06
Estribo KYRA 400	07
Estribo KYRA 250	07
Muletas de rodilla, Goepel	08
Estribos simples	08
Muleta de rodilla, ayuda a la elevación	08
Carro de estribos	10

Aumente su tiempo de actividad con los kits de reparación in situ de Kyra Medical

El 90% de las reparaciones de estribos pueden realizarse en su hospital con kits de reparación fáciles de usar.



Los kits de reparación in situ reducen los costes de mantenimiento

Kyra Medical ofrece kits de reparación a un precio razonable que permiten realizar reparaciones de estribos in situ en el 90% de los casos.



Formación de bajo coste y sin complicaciones

Kyra Medical ofrece formación en línea que certificará a sus equipos biomédicos/de instalaciones sin coste alguno para su centro.



Sin sorpresas en los costes de reparación

Kyra Medical publica listas de precios para TODAS las reparaciones de estribos previstas. Usted sabe EXACTAMENTE lo que va a pagar por cualquier reparación.



Reducir los costes Tiempo de inactividad del equipo

Sólo Kyra Medical permite a su equipo biomédico realizar la mayoría de las reparaciones in situ, reduciendo el costoso tiempo de inactividad de los equipos.

Contacte con nosotros hoy mismo
508-936-3550 | 888-611-KYRA(5972)

Garantía de Kyra Medical

Todos los productos KYRA están cubiertos por una garantía de 2 (dos) años, excepto las almohadillas, que tienen una garantía de 1 (un) año.

*Los productos de KYRA pueden estar cubiertos por una o más patentes emitidas o pendientes.



GINECOLOGÍA • UROLOGÍA • LAPAROSCOPIA • COLUMNA VERTEBRAL • ORTOPEDIA • ROBÓTICA

alpinemédica ®

alpinemédica es: Jesús Del Pino Favila PIFJ731124UW5
Oficinas: Jaime Gómez No. 2802 Int. 2 Col. Paseos Del Sol
Zapopan, Jalisco, México, C.P. 45079
Tels: (+52) 33-15-78-28-02 / 33-15-68-16-02
www.alpinemédica.com.mx

 **KYRA**
M E D I C A L ®

de los creadores del estribo purple™

Kyra Medical, 102 Otis Street, Northborough, MA 01532
kyramedical.com

©2021 Kyra Medical, Inc. Todos los derechos reservados. KYRA0010-A7